

Utprovningsprotokoll

7SV160869-01

Brukarens namn: _____ **Personnr:** _____

Förskrivare: _____ **Utprovningsdatum:** _____

Artikelnr/märkning: _____

- Tygval:**
- Polyester
 - Nallemönstrad polyestertrikå
 - Nätpolyester
 - Plastat nät

Tillbehör: Polstringshylsa benstöd





Lyftbygel: _____



Mod. 20, 21



Mod. 26

Koppling av benstöd			Armarnas placering
Vanligast	Övriga alternativ		 Armarna skall alltid vara innanför lyftselen.
			
<input type="checkbox"/> Benstöden korsade.	<input type="checkbox"/> Omlott under båda lårbenen.	<input type="checkbox"/> Varje ben kopplade var för sig.	

Övrigt: _____

Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken kan laddas ner från www.liko.se.