

Brukarens namn: _____

Personnr: _____

Förskrivare: _____

Utprovningsdatum: _____

Artikelnr/märkning: _____




Tygval: Nätpolyester

 Plastat nät

Lyftbygel: _____

 Mod. 300, 310

 Mod. 350, 360

Applicering	Armarnas placering
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Lyftselen appliceras alltid med brukaren i liggande position och med lyftselens nederkant strax nedanför brukarens knäveck.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Placera lyftselens nederkant i nivå med brukarens knäveck.</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Armarna skall alltid vara innanför lyftselen.</p> </div>

Övrigt: _____

 Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken kan laddas ner från www.liko.se.