

Brukarens namn: _____ **Personnr:** _____




Förskrivare: _____ **Utprovningsdatum:** _____

Artikelnr/märkning: _____

- Tillbehör:** Stussband
 Ögleclips

Lyftbygel: Comfortvästen används tillsammans med Sabina II Comfort Lyftbygel.



Val av bandögla	Koppling av ögleband	Inställning av ögleband
 <p>Koppla på bandöglorna i den <input type="checkbox"/> inre bandöglan <input type="checkbox"/> yttre bandöglan</p>	 <p>Korsa öglebanden och trä dem genom motstående sidas metallöglor.</p>	 <p><input type="checkbox"/> Liksidigt. Använd öglebandens ögla nr ____, räknat från yttersta öglan. <input type="checkbox"/> Oliksidigt. Höger ögla nr ____, vänster ögla nr ____, räknat från yttersta öglan.</p>

Övrigt:

Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken kan laddas ner från www.liko.se.