

Brukarens namn: _____ **Personnr:** _____

Förskrivare: _____ **Utprovningsdatum:** _____




Artikelnr/märkning: _____

- Tygval:** Polyester
 Nallemönstrad polyestertrikå

- Tillbehör:** Polstrad hylsa för axelband
 Polstringshylsa benstöd
 Ögleclips



Lyftbygel: _____ Mod. 50 Mod. 55

Inställning av ögleband	Koppling av benstöd	Inställning av benstöd	Koppling på lyftbygeln
 <p><input type="checkbox"/> Liksidigt. Använd öglebandens ögla nr __ räknat från yttersta ögla.</p> <p><input type="checkbox"/> Oliksidigt. Höger ögla nr __, vänster ögla nr __, räknat från yttersta ögla.</p>	<p>Vanligast Undantagsfall</p>  <p><input type="checkbox"/> Benstöden korsade. <input type="checkbox"/> Varje ben kopplade var för sig.</p>	 <p><input type="checkbox"/> Yttre benstödsöglan. <input type="checkbox"/> Avkortningsläget.</p>	<p>Koppla banden på lyftbygeln i följande ordning:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ögleband Benstödsögla Avlastningsband

Övrigt: _____

Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken kan laddas ner från www.liko.se.