


**Brukarens namn:** \_\_\_\_\_ **Personnr:** \_\_\_\_\_


**Förskrivare:** \_\_\_\_\_ **Utprovningsdatum:** \_\_\_\_\_

**Artikelnr/märkning:** \_\_\_\_\_

- Tillbehör:**  Stussband  
 Ögleclips

**Lyftbygel:** Uppresningsvästen används tillsammans med Sabina II 350 Lyftbygel.



Koppling av bandögla	Midjebälte
 <p>Inre bandögla Yttre bandögla</p> <p>Koppla på bandöglorna i den</p> <p><input type="checkbox"/> inre bandöglan <input type="checkbox"/> yttre bandöglan</p>	<p>Midjebältet på Uppresningsvästen är avsett att hålla västen på plats runt brukaren initialt vid uppresningen.</p> <p>Om brukaren är beroende av ett midjebälte för säkerheten rekommenderar vi byte till Liko Trygghetsväst, mod. 93/94 alternativt Liko Comfortväst, mod. 95.</p>

**Övrigt:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken kan laddas ner från [www.liko.se](http://www.liko.se).