

2018-03-02

انتروکولیت با غشای کاذب در مدفوع- رهنمایی مریض برای اخذ نمونه برای معاینه

در هنگام گرفتن معاینه ضرورت است:

- نسخه معاینه ارجاع شده توسط داکتر: الکترونیکی (برچسب - کاس میک) یا هم نسخه معاینه ورقه
- لوله با قاشق
- اگر نمونه با پوست ارسال می شود به کیسول انتقال و پاکت پوستی با آدرس و هزینه پوستی ضرورت می باشد.



توجه کنید! در صورت تکرار نمونه گرفتن باید نمونه گیری در روز های مختلف انجام شود

این طور انجام دهید:

1. در لوله و کیسول انتقال نام، شماره شناسایی و تاریخ اخذ نمونه را نشانی کنید. همچنین تاریخ و ساعت را که در نسخه معاینه است بنویسید
 2. مدفوع را در یک کاغذ یا یک ظرف جمع کنید. قاشق همراه را استفاده نموده و لوله را با 2-3 قاشق (1-2 ملی لیتر) مدفوع پر کنید. قاشق را دوباره در لوله گذاشته و سرپوش آنرا بسته نمایید.
 3. نمونه باید به سرعت به مرکز صحتی، پذیرش، بخش مراقبت یا معاینه لابلاتوار ارسال شود.
 - 4- نمونه خود را در یخچال (+2 تا -8 درجه سانتیگراد) در حالی که منتظر انتقال به لابلاتوار هستید نگهدار کنید. نمونه یا مواد مدفوع باید طی 72 ساعت بعد از گرفتن تجزیه و تحلیل شود.
 5. اگر نمونه توسط پوست فرستاده می شود، نمونه و نسخه معاینه را در پاکت انتقال قرار داده و در صندوق پوستی یا نزدیک ترین نماینده گی پوستی بسپارید.
- اگر سوالی دارید زنگ بزنید: میکروب شناس، شماره تلفن : 063-15 36 25