

کرم نخسانه- رهنمایی برای نمونه گیری خود مریض

در هنگام نمونه گرفتن ضرورت است:

- نسخه معاینه ارجاع شده توسط داکتر: الکترونیکی (برچسب - کاس میک) یا هم نسخه معاینه ورقه
- نوار شفاف
- پل شیشه ی (2 عدد) و ظرف پل شیشه ی
- در صورت نمونه از طریق پوست فرستاده می شود پاکت نامه با آدرس و هزینه پوست ضرورت است.

اینطور انجام دهید:

1. دو نمونه در عین زمان قبل از رفتن به تخت خواب یا صبح زود قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن گرفته شود.
2. - قسمت چسبناک نوار شفاف تقریباً 10 سانتی متر است را به پوست در اطراف مقعد در چندین مکان فشار می شود.
3. نوار شفاف را به پل شیشه قرار دهید. توجه! فقط به یک طرف شیشه به صورت عمودی بچسبانید. شیشه ها را چند بار نچرخانید.
4. در شیشه با قلم خودکار: نام، شماره شناسایی و تاریخ و زمان نمونه گیری را بنویسید، در صورت موجودیت نسخه کاغذی همین معلومات را در آنجا نیز خانه پُری نمایید.
5. پل شیشه ی را در ظرف پل شیشه ی داخل نمایید.
6. نمونه باید به سرعت به مرکز صحنی، پذیرش، بخش مراقبت یا معاینه لابلاتوار ارسال شود.
7. نمونه خود را در یخچال (+2 تا -8 درجه سانتیگراد) در حالی که منتظر انتقال هستید نگهدار کنید.
8. اگر نمونه توسط پوست فرستاده می شود، پل شیشه ی را در ظرف پل شیشه قرار دهید و اگر نسخه دوکتور موجود است با آن یکجا در پاکت انتقال قرار داده و در صندوق پوستی یا نزدیک ترین نماینده گی پوستی بسپارید.

اگر سوالی دارید زنگ بزنید: مکروب شناس، شماره تلفون : 063-15 36 25

